

Instructions:

1. Close control clamp completely.
2. Fill bag with desired amount of formula and hang bag.
3. Add ice to pouch, if desired.**
4. Slowly open control clamp and fill entire line with fluid.
5. Close control clamp.
6. Attach adapter to feeding tube.
7. Slowly open control clamp to establish desired drip rate.
8. Proceed with feeding.

Note: It is recommended that this device be replaced every 24 hours. SINGLE PATIENT USE

** Pouch may be used for ice or to store accessories, i.e., syringes, etc.

Instructions:

1. Fermer complètement le clamp de contrôle.
2. Remplir la poche avec la quantité de formule voulue et la suspendre.
3. Ajouter de la glace dans la poche, si nécessaire.**
4. Ouvrir lentement le clamp de contrôle et remplir la totalité du tube avec du liquide.
5. Fermer le clamp de contrôle.
6. Fixer l'adaptateur au tube d'alimentation.
7. Ouvrir doucement le clamp de contrôle pour régler le débit du compte-gouttes.
8. Procéder à l'alimentation.

Remarque: Il est recommandé de remplacer ce dispositif toutes les 24 heures. UTILISATION SUR UN SEUL PATIENT

** La poche peut être utilisée pour la glace ou pour stocker des accessoires, par exemple, des seringues, etc.

Instrucciones:

1. Cierre completamente la abrazadera de control.
2. Llene la bolsa con fórmula, dependiendo de la cantidad deseada, y cuélguela.
3. Si desea, coloque hielo en el bolsillo.**
4. Abra lentamente la abrazadera de control y llene la totalidad de la línea con el líquido.
5. Cierre la abrazadera de control.
6. Una el adaptador con la sonda de alimentación.
7. Abra lentamente la abrazadera de control hasta establecer la velocidad de goteo deseada.
8. Deje fluir la fórmula.

Nota: Es recomendable reemplazar el equipo cada 24 horas. PARA UN SOLO PACIENTE

** El bolsillo puede ser utilizado para colocar hielo o accesorios tales como jeringas, etc.

Instruções:

1. Feche completamente o grampo de controle.
2. Coloque a fórmula no saco, dependendo da quantidade desejada, e pendure-o.
3. Se desejar, ponha gelo no bolso correspondente.**
4. Abra lentamente o grampo de controle e encha de fluido a totalidade da linha.
5. Feche o grampo de controle.
6. Prenda o adaptador ao tubo alimentador.
7. Abra lentamente o grampo de controle para estabelecer a velocidade de gotejamento desejada.
8. Deixe a fórmula fluir.

Nota: Recomenda-se substituir o aparelho a cada 24 horas. USO EM UM ÚNICO PACIENTE

** O bolso pode ser usado para gelo ou para guardar acessórios tais como seringas, etc.