


Medium  
Mediano  
Moyenne

540 ml



9354

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE USO / MODE D'EMPLOI

**(US) Urinary Leg Bag and Strap System**

- 1 Urinary Leg Bag (540 ml) – STERILE\*
- 1 Pair Leg Bag Straps (58 cm) – Non-Sterile

1. Close drain valve.
2. Insert tubing into the bottom of the catheter. Attach extension tubing to connector at top of leg bag.
- 3a. Attach leg bag straps; adjust so they are comfortable and secure.
- 3b. System is in place.
4. Open leg bag drain valve. Empty contents. Close drain valve.

\* Sterility is guaranteed if package is unopened and undamaged. Check integrity of package before using. Do not resterilize.

**(ES) Bolsa de Orina de Pierna con Sistema de Sujeción por Ligas**

- 1 Bolsa de orina de pierna (540 ml) – ESTÉRIL\*
- 1 Par de ligas para bolsa de pierna (58 cm) – No-estéril

1. Cierre la válvula de vaciado.
2. Introduzca el conector del tubo de drenaje en la parte inferior del colector. Conecte el otro extremo del tubo de drenaje al conector de la bolsa, situado en la parte superior de la misma.
- 3a. Coloque las ligas a la bolsa de pierna; ajustándolas de modo que queden cómodas y seguras.
- 3b. La bolsa queda así colocada.
4. Abra la válvula de vaciado de la bolsa. Vacíe su contenido. Cierre la válvula de vaciado.

\* La esterilidad está garantizada si el envase no está abierto o dañado. Verifique la integridad del envase antes de usar el producto. No reesterilizar.

**(FR) Système de poche de jambe et lanières**

- 1 Poche de jambe (540 ml) – STÉRILE\*
- 1 Paire de lanières (58 cm) – Non-stérile

1. Fermer le robinet de vidange.
2. Insérer la tubulure dans l'étui pénien. La fixer au connecteur qui se trouve en haut de la poche de jambe.
- 3a. Fixer les lanières de la poches de jambe et les ajuster pour qu'elles soient correctement et confortablement mises en place.
- 3b. Le système est en place.
4. Ouvrir le robinet de vidange de la poche de jambe. Vider son contenu. Fermer le robinet de vidange.

\* La stérilité est garantie si le paquet n'est ni ouvert ni endommagé. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant l'utilisation. Ne pas restériliser.



Latex Free  
No contiene látex  
Sans latex



Keep dry  
Maintener en lugar seco  
A conserver à l'abri de l'humidité



Keep away from heat  
Maintener fuera de luz directa  
A conserver à l'abri de la chaleur

Hollister and logo is a trademark of Hollister Incorporated.  
Hollister y su logo son marcas registradas de Hollister Incorporated.  
Hollister et son logo sont des marques déposées de Hollister Incorporated.

Printed in China.  
© 2009 Hollister Incorporated.



Hollister Incorporated  
2000 Hollister Drive  
Libertyville, Illinois 60048 USA  
880647-509

Distributed in Canada by  
Distribué au Canada par  
Hollister Limited  
95 Mary Street  
Aurora, Ontario L4G 1G3



(01) 0 0610075 15124 0