

Convenient
Carrying Case

Estuche conveniente



Pressure Rating
Indicator™
*Indicador de la
barra de presión™*

Irregular
Heartbeat Detection
*Detección de latidos
irregulares*

1


Wrap cuff
comfortably
around wrist and
secure. Position
the monitor at
heart level.



Enrolle el brazalete
sobre la muñeca y
asegúrela. Posicione
el monitor al nivel
del corazón.

2


Press START
button to
automatically
inflate cuff.



Presione la tecla
START para inflar
el brazalete
automáticamente.

3

Remain still
until your
measurement
appears on the
digital panel.



Manténgase quieto
hasta que su
medición aparezca
en la pantalla digital.

Press and hold down the
START button to access
previous measurements.

Presione y oprima la
tecla START para acceder
mediciones previas.

LifeSource. Designed for Life.

LifeSource. Diseñado por vida.